



### Universal click®

mylife™ Optifine® Pen-Nadeln passen auf alle gängigen Injektionspens

Nach ISO 11608-2 sind die mylife™ Optifine® Pen-Nadeln in Anwendung mit den unten aufgeführten Injektionspens voll funktionsfähig und sicher.

#### Insulinpens

**Amylin Pharmaceuticals, Inc.**  
SymlinPen™

**Amylin Pharmaceuticals, Inc. und Eli Lilly and Company**  
Byetta™ Pen

**B. Braun**  
Omnican® Pen

**Berlin Chemie**  
BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

**Eli Lilly and Company**  
HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir, HumatroPen®, HumatroPen® 3, Humalog® Pen, KwikPen®

**Novo Nordisk A/S**  
NovoPen® 3, 4 + Junior + Echo®, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza® Pen

**Owen Mumford, Inc.**  
Autopen®, Autopen® 24

**Sanofi®**  
OptiPen® Pro, OptiSet®, OptiClik®, SoloStar®, ClikStar®, TactiPen®

**Ypsomed AG**  
YpsoPen®, ServoPen®, Gansulin® Pen

#### Andere Pens

**F. Hoffmann – La Roche**  
Roferon® Pen

**Genentech**  
Nutropin AQ Pen®

**Merck Serono**  
GONAL-f® Pen

**Pfizer Ltd.**  
Genotropin Pen®

Alle Marken sind Handelsmarken der erwähnten Hersteller.

Bei der Verwendung der mylife™ Optifine® Pen-Nadeln beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung sowie die Ihres Injektionspens.

Mehr **Freiheit.**  
Mehr **Lebensfreude.**  
Mit **mylife™.**



Blutzucker-  
messsysteme



Infusionssysteme



Pen- und Sicher-  
heits-Pen-Nadeln



Zubehör und  
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.




Via Smartphone  
ins Internet

Service-Hotline: 0800 9776633

Mehr Informationen unter [www.mylife-diabetescare.de](http://www.mylife-diabetescare.de)  
Ypsomed GmbH // H"ochster Stra"e 70 // 65835 Liederbach

**YPSOMED**  
SELF-CARE SOLUTIONS



**Einfach und komfortabel:  
Mit dieser Nadel habe ich alles im Griff.**

- Patentierte universal click® Technologie
- Passt auf alle gängigen Injektionspens
- Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion
- Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe
- Extragro"e, leicht greifbare "u"u"ere Schutzkappe



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.


**YPSOMED**  
SELF-CARE SOLUTIONS

ID 4204485/02/2012-2



## Einfach von Anfang an


Lässt sich auf alle gängigen Injektionspens aufclicken



Die Pen-Nadel aufclicken und gerade nach unten drücken – fester Sitz bei hörbarem "Click".




Tipp: Die Pen-Nadel senkrecht auf einen Tisch aufstellen und den Pen von oben aufclicken.



Fünf Mal zwei Schnapper für einen sicheren Halt.



Patentierte universal click® Technologie.



Nach Gebrauch einfach abschrauben.



## Für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen



Kanülenträger mit Sichtfenstern für eine zusätzliche optische Kontrolle. Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion.



Leicht abziehbare, große innere Schutzkappe.




Große äußere Schutzkappe angenehm und einfach zu fassen. Freie Abreiblasche für ein schnelles Entfernen der Siegfelfolie.




## 'Click' vor jeder Injektion

Jede Pen-Nadel ist steril und für den einmaligen Gebrauch bestimmt

mylife™ Optifine® Pen-Nadeln sind sterile Einmalprodukte. Setzen Sie vor jeder Injektion eine neue Pen-Nadel auf, um Verletzungen oder Infektionen, die durch schmutzige, stumpfe oder verstopfte Pen-Nadeln verursacht werden können, zu vermeiden.



Neue Pen-Nadel



Gebrauchte Pen-Nadel mit Geweberückständen



## Wählen Sie die richtige Nadellänge

Anwenderfreundliche Farbcodierung zur einfachen Produkterkennung

Die mylife™ Optifine® Pen-Nadel ist in vier verschiedenen Längen erhältlich:



**6mm**  
31G/0.25mm  
PZN-5524185



**8mm**  
31G/0.25mm  
PZN-5524191



**10mm**  
29G/0.33mm  
PZN-5524216



**12mm**  
29G/0.33mm  
PZN-5524222